



riabilitazione postoperatoria.

Pin Cam Walker Eumedica

Stivaletto deambulatorio con giunti articolari per mantenere bloccata, limitare selettivamente o concedere la flessione estensione del piede. Profilo ribassato della suola per mantenere la normale lunghezza dell'arto trattato rispetto al controlaterale. Suola monoscocca rivestita in gomma antisdrucchiolo con forma "rocker bottom". Imbottiture in morbido tessuto sintetico di schiuma. Bracci laterali e staffa in metallo. Giunti articolari a livello della tibiotalare. Sistema di regolazione a perni mobili con carter trasparente di sicurezza (incrementi di 7,5°). Possibilità di scelta tra posizione fissa, 45° di flessione dorsale e 45° di flessione plantare. Sostituisce il gesso senza rinunciare al risultato clinico ottimale, alla contenzione, all'igiene, al confort e alla sicurezza nel passo.

Indicazioni: fratture e distorsioni del piede e della tibiotalare, lesioni del tendine di Achille, trattamento secondario di fratture e osteotomie che consentono il carico, immobilizzazioni prolungate, ritardi di consolidazione e pseudoartrosi,

Mis.: S (38-40), M (41-43), L (44-46) – ambidestro

Cod. EU026