



CUSTOM BUNION TOE SPREADER

PROTEZIONE PER ALLUCE VALGO CON DIVARICATORE

Protezione in gel polimerico. Allevia il dolore sull'articolazione metatarsofalangea e fornisce il corretto allineamento all'alluce.

Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

1. LEGGERA senza inserto
2. MEDIA inserto arancione
3. RIGIDA inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all'interno, si garantisce la spinta di allineamento per una correzione ottimale dell'alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.



DUREZZA LEGGERA



DUREZZA RIGIDA

DUREZZA MEDIA



HARD

SOFT

KIT

Indicazioni: Alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea.

Cod.: S050F

Mis.: Unica