



## **TIGGES K/N DONNA**

### **Modulazione della terapia in base alle fasi della sintomatologia.**

Corsetto lombare funzionale con doppia pelotta dinamica segmentata. Oltre alla **pelotta standard** viene fornita una **pelotta più sottile**: questa si utilizza nelle fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un eccesso acuto che si è giovato della pelotta più sostenuta) oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (ovvero nelle fasi di relativo benessere tra un eccesso doloroso e l'altro).

Apertura e chiusura a strappo. Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello alto.

Indicazioni: lombalgia e lombosciatalgia su base posturale, protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

Mis.: XS, S, M, L, XL

Cod.: TO101